


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 폴리클로널 항체 - Q15366

품목 번호: CM0024704



소개

사람 hnRNP E2/PCBP2 (Q15366)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. RNA 가공 및 항바이러스 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5094
GeneID	5094
면역원	합성 펩타이드 사람 hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q15366
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)