


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q15366

품목 번호: CM0005415



소개

hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366)를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 반응성을 갖춘 WB, IP, ELISA에 적합합니다. IVD 연구 및 진단 개발용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP E2/PCBP2 Rabbit mAb
비고/별칭	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
종	인간
유전자 ID (인간)	5094
유전자 ID	5094
면역원	합성 펩타이드 - 인간 hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15366
단백질 무게	39kDa
배송	아이스백