


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - Q15315366

품목 번호: CM0003879



소개

인간 hnRNP E2/PCBP2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 항바이러스 신호 전달, RNA 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP E2/PCBP2 토끼 mAb
비고/별칭	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5094
GeneID	5094
면역원	인간 hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)의 아미노산 220-350aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15366
단백질 분자량	39 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)