

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnp F 토끼 단일클론 항체 - P52597

품목 번호: CM0007661



소개

인간 hnRNP F에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. pre-mRNA 가공 및 대체 스플라이싱 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP F 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; 이질 핵 리보핵단백질 F; hnRNP F
종	인간
유전자 ID	3185
면역원	인간 hnRNP F 유래 합성 펩타이드
공급원	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P52597
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩