

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnp K 다클론 항체 - P61978

품목 번호: CM0022509



### 소개

인간 hnRNP K(P61978)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 재조합 면역원(aa 1-280)을 사용했습니다. pre-mRNA 대사 및 DNA 손상 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | hnRNP K Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭      | AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K                               |
| 종          | 인간                                                             |
| GeneID(인간) | 3190                                                           |
| GeneID     | 3190                                                           |
| 면역원        | 인간 hnRNP K(NP_112552.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원        | 토끼                                                             |
| 분류         | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS      | P61978                                                         |
| 단백질 중량     | 51kDa                                                          |
| 배송         | 아이스팩                                                           |