

Anti-Hnrnp K 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P61978

품목 번호: CM0002689



소개

인 hnRNP K를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체; 웨스턴 블로트(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전구체 mRNA(pre-mRNA) 가공, p53 신호 전달 및 신경 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP K Rabbit mAb
비고/별칭	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3190
GeneID	3190
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 hnRNP K (P61978)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P61978
단백질 분자량	49kDa/51kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)