


Anti-Hnrrnp Q/Syncrip 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O60506

품목 번호: CM0012011



소개

사람 hnRNP Q/SYNCRIP (SWISS: O60506)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RNA 대사 및 번역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP Q/SYNCRIP 토끼 mAb
비고/별칭	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
종	사람(Huamn)
GeneID (사람)	10492
GeneID	10492
면역원	사람 hnRNP Q/SYNCRIP (O605)의 아미노산 524-623 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60506
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 백(Ice bag)