


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hnrnp Q/Syncrip 토끼 다클론 항체 - O60506

품목 번호: CM0030908



소개

hnRNP Q/SYCRIP를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 hnRNP Q를 검출합니다. mRNA 처리 및 번역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP Q/SYCRIP 토끼 pAb
비고/별칭	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYCRIP
종	사람
유전자ID (사람)	10492
유전자ID	10492
면역원	사람 hnRNP Q /hnRNP Q/SYCRIP (NP_001153146.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O60506
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스팩