

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hnrnp U 모노클로널 항체 - Q00839

품목 번호: CM0009607

소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 인간 hnRNP U (Q00839)에 대한 토끼 모노클로널 항체; 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 크로마틴, RNA 생물학 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP U Rabbit mAb
비고/별칭	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3192
GeneID	3192
면역원	인간 hnRNP U (Q00839)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
애플리케이션	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q00839
단백질 분자량	91 kDa
배송	아이스백