

Anti-Hnrnp U 토끼 다클로날 항체 [Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용] - Q00839

품목 번호: CM0028031

소개

hnRNP U (SAF-A)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 크로마틴 구조, 전사 및 RNA 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	hnRNP U Rabbit pAb
비고/별칭	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3192
유전자 ID	3192
면역원	사람 hnRNP U (NP_114032.2)의 아미노산 608-825에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q00839
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백