

Wb, Ip, Elisa용 항Hnrnpa0 토끼 다클론 항체 - Q13151

품목 번호: CM0028975

소개

인간 HNRNPA0(HNRPA0)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 전사 후 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNRNPA0 토끼 pAb
비고/별칭	HNRPA0; HNRNPA0
종	인간
유전자 ID (인간)	10949
유전자 ID	10949
면역원	제조합 단백질 인간 HNRNPA0(NP_006796.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13151
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스백