

Wb용 Anti-Hnrnpa3 토끼 다클론 항체 - P51991

품목 번호: CM0021283

소개

인간 HNRNPA3(P51991)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 높은 특이성을 지니며 RNA 수송 및 스플라이싱 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPA3 토끼 pAb
비고/별칭	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
종	인간
유전자 ID	220988
면역원	합성 펩타이드: 인간 HNRNPA3(NP_001317178.1)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51991
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩