

Wb 및 Elisa용 Anti-Hnrnpcl1 토끼 다클론 항체 - O60812

품목 번호: CM0023030

소개

사람 HNRNPCL1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 뉴클레오솜 조립 및 염색질 연구에 적합합니다. UniProt O60812, 32kDa.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 사양                                                                 |
| 제품명         | HNRNPCL1 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭       | HNRPCL1; HNRNPCL1                                                  |
| 종           | 사람                                                                 |
| 유전자 ID (사람) | 343069                                                             |
| 유전자 ID      | 343069                                                             |
| 면역원         | 사람 HNRNPCL1의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001013653.1) |
| 항체 유래       | 토끼                                                                 |
| 분류          | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성      | 사람                                                                 |
| SWISS       | O60812                                                             |
| 단백질 분자량     | 32kDa                                                              |
| 배송          | 아이스팩                                                               |