

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Hnrnpd 다클론 항체 - Q14103

품목 번호: CM0018142



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA용 HNRNPd(AUF1) 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 검증되었습니다. RNA 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPd 토끼 pAb
비고/별칭	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
종	사람
GeneID(사람)	3184
GeneID	3184
면역원	사람 HNRNPd(NP_002129.2)의 아미노산 1~306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q14103
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백