

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Hnrnpd 토끼 단클론 항체 - Q14103

품목 번호: CM0005354



소개

인간 HNRNPd (AUF1)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. mRNA 안정성 및 일주기 리듬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPd 토끼 mAb
비고/별칭	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
종	인간
유전자 ID (인간)	3184
면역원	인간 HNRNPd (NP_112738.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14103
단백질 분자량	38 kDa
배송 방식	아이스 팩