

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnpd Rabbit Polyclonal Antibody - Q14103

품목 번호: CM0022908



소개

인간 HNRNPd (AUF1)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. AU-rich element 매개 mRNA 분해 및 생체 리듬 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPd Rabbit pAb
비고/별칭	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3184 (인간)
면역원(Immunogen)	인간 HNRNPd (NP_002129.2)의 아미노산 1-306에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14103
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)