


Anti-Hnrnpdl 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O14979

품목 번호: CM0018560



소개

인간 HNRNPDL에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차반응성을 보입니다. 전사 및 RNA 결합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNRNPDL Rabbit pAb
비고/별칭	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; laAUF1; HNRNPDL
종	인간
유전자 ID (인간)	9987
유전자 ID	9987
면역원	재조합 단백질 인간 HNRNPDL (NP_112740.1)의 아미노산 261-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14979
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백