


Wb용 항-Hnrnp1 다클론 항체 - P31943

품목 번호: CM0030526



소개

인간 HNRNP1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며, 전령RNA 전구체 스플라이싱 및 hnRNP 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNRNP1 토끼 pAb
비고/별칭	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNP1
종	인간
유전자ID	3187
면역원	인간 HNRNP1(NP_005511.1)의 아미노산 191-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31943
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩