

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnpl 폴리클로날 항체 - P14866

품목 번호: CM0026432



소개

스플라이싱 및 전사 조절에 관여하는 RNA 결합 단백질인 인간 HNRNPL을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 유전자 발현 및 신경생물학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HNRNPL Rabbit pAb
비고/별칭	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
종	인간
유전자 ID (인간)	3191
유전자 ID	3191
면역원	인간 HNRNPL (NP_001524.2)의 아미노산 282-589에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14866
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백