

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnpl 다클론 항체 - P14866

품목 번호: CM0015944



소개

Western blot, IHC, IF/ICC 및 ELISA용 인간 HNRNPL(hnRNP-L) 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드에서 검증되었습니다. RNA 스플라이싱 및 신경 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPL Rabbit pAb
비고/별칭	HNRPL; hnRNP-L; P/Okl.14; HNRNPL
종	인간
GeneID (인간)	3191
GeneID	3191
면역원	재조합 단백질
숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P14866
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩