

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnrnpn 폴리클로날 항체 - P52272

품목 번호: CM0030164



소개

사람, 쥐, 랫트에 대한 교차 반응성이 확인되고 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질의 토끼 HNRNPM 폴리클로날 항체입니다. RNA 스플라이싱 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPM Rabbit pAb
비고/별칭	CEAR, HNRPM, HTGRI, NAGRI, HNRPM4, HNRNPM4, hnRNP M, HNRNPM
종	사람(Human)
유전자 ID	4670
면역원	사람 HNRNPM (NP_005959.2)의 아미노산 491-730에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P52272
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백