


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hnrnpr 다클론 항체 - O43390

품목 번호: CM0028163



소개

HNRNPR에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. mRNA 처리 및 스플라이세오솜 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNRNPR 토끼 pAb
비고/별칭	HNRNPR; NEDDFS; hnRNP-R; HNRNPR
종	인간
GeneID	10236
면역원	합성 펩타이드: 인간 HNRNPR (NP_005817.1)의 아미노산 500번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43390
단백질 분자량	71 kDa
배송 방식	아이스팩