


Anti-Hnrnpr Rabbit Polyclonal Antibody [Ko 검증 완료] For Wb, If/Icc, Elisa - O43390

품목 번호: CM0023448



소개

HNRNPR를 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 전사체 전 mRNA 처리에 관여하는 리보뉴클레오솜의 핵심 구성 요소입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 스플라이싱 및 신경계 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] HNRNPR Rabbit pAb
비고/별칭	HNRNPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
종	인간
GeneID (인간)	10236
GeneID	10236
면역원	인간 HNRNPR (NP_005817.1)의 아미노산 550-633에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원산지	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43390
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백