


Wb, Elisa용 항-Hnrnpul1 토끼 다클론 항체 - Q9Buj2

품목 번호: CM0024231



소개

WB 및 ELISA용 HNRNPUL1 토끼 다클론 항체. 전사 조절인자이자 RNA 결합 단백질인 인간 및 생쥐 HNRNPUL1을 인식합니다. 전사 및 mRNA 처리 관련 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HNRNPUL1 토끼 pAb
비고/별칭	EIBAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
종	인간
GeneID (인간)	11100
GeneID	11100
면역원	인간 HNRNPUL1 (NP_008971.2)의 아미노산 209-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9BUJ2
단백질 분자량	42-96 kDa
배송 방식	아이스팩