

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hnripab 폴리클로날 항체 - Q99729

품목 번호: CM0021960



소개

HNRNPAB (HNRNPAB)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원입니다. RNA 결합, hnRNP 기능 및 APOB mRNA 편집 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HNRNPAB Rabbit pAb
비고/별칭	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
종	Human
Gene ID (Human)	3182
Gene ID	3182
면역원	인간 HNRNPAB (NP_004490.2)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99729
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백