

Anti-Hnrpll Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Wvv9

품목 번호: CM0018671



소개

Anti-HNRPLL Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드의 HNRPLL(간질 RNA 조절 인자)을 인식하며, 다양한 조직에서의 선택적 스플라이싱의 주요 조절자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HNRPLL Rabbit pAb
비고/별칭	SRRF; HNRPLL
종	사람
GeneID (사람)	92906
GeneID	92906
면역원	사람 HNRPLL (NP_612403.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8WVV9
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백