

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Homer1 토끼 단일클론 항체 - Q86Ym7

품목 번호: CM0010864

소개

Homer1(HOMER, SYN47, Ves-1)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 랫드에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 시냅스 대사성 글루타메이트 수용체 신호전달 및 신경 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Homer1 토끼 mAb
비고/별칭	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
종	사람
GeneID(사람)	9456
GeneID	9456
면역원	사람 HOMER1(NP_004263.1)의 170~354번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
SWISS	Q86YM7
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스팩