

Anti-Homer1 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

품목 번호: CM0023360

소개

인간 HOMER1 (SYN47), 시냅스 후 스캐폴딩 단백질을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 시냅스 가소성 및 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOMER1 Rabbit pAb
비고/별칭	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9456
GeneID	9456
면역원	인간 HOMER1 (NP_004263.1)의 아미노산 71-170 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q86YM7
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)