

Anti-Hooc4 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P09017

품목 번호: CM0028103

소개

인간 HOXC4에 대한 고친화도 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. 전후측 발달에 중요한 homeobox 전사인자인 인간 및 마우스 HOXC4와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXC4 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
종	인간
GeneID (인간)	3221
GeneID	3221
면역원	인간 HOXC4 (NP_055435.2)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09017
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백