

Wb, Elisa용 항-Hook1 토끼 다클론 항체 - Q9Ujc3

품목 번호: CM0029596

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 HOOK1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 소포 수송 및 정자 형성에 관여하는 단백질인 Hook 상동체 1을 표적으로 합니다. 발생 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOOK1 토끼 pAb
비고/별칭	HK1; HOOK1
종	인간
GeneID (인간)	51361
GeneID	51361
면역원	인간 HOOK1(NP_056972.1)의 아미노산 489-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJC3
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스 팩