

Wb, Elisa용 항-Hook2 토끼 단클론 항체 - Q96Ed9

품목 번호: CM0005970

소개

WB 및 ELISA 응용 분야용 HOOK2 토끼 단클론 항체. 중심체 및 소포 수송 단백질인 인간, 마우스 및 래트 HOOK2를 검출합니다. 아그레좀 형성 및 AP-4 복합체 분포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOOK2 토끼 mAb
비고/별칭	HK2; HOOK2
종	인간
GeneID (인간)	29911
GeneID	29911
면역원	합성 펩티드 인간 HOOK2 (Q96ED9)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96ED9
단백질 분자량	83kDa
배송 방식	아이스 팩