


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hook3 토끼 다클로날 항체 - Q86Vs8

품목 번호: CM0013288



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 anti-HOOK3 다클로날 항체입니다. 세포 내 트래픽킹 및 골지체 조직을 조절하는 다이닌 어댑터인 사람, 쥐, 및 쥐의 HOOK3를 검출합니다. 세포골격 및 소포 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOOK3 Rabbit pAb
비고/별칭	HK3; HOOK3
종	사람(Human)
GeneID (사람)	84376
GeneID	84376
면역원	사람 HOOK3 (NP_115786.1)의 아미노산 489-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공생원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q86VS8
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 백(Ice bag)