

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Hopx 폴리클론항체 - Q9Bpy8

품목 번호: CM0024168

소개

HOPX(Homeodomain-only protein)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 심장 발달, 종양 억제 및 샤페인 매개 단백질 접힘의 조절자인 인간, 마우스, 랫드 HOPX를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOPX Rabbit pAb
비고/별칭	HOD; HOP; OBI; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
종	인간
유전자 ID	84525
면역원	인간 HOPX (NP_631957.1)의 아미노산 1-73에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BPY8
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백