

Wb, Elisa용 Anti-Hoxa10 다클론 항체 - P31260

품목 번호: CM0026645

소개

발생 패턴에 관여하는 호메오박스 전사인자인 인간 HOXA10를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며, 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 유전자 조절 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXA10 토끼 pAb
비고/별칭	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
종	인간
유전자ID (인간)	3206
유전자ID	3206
면역원	인간 HOXA10 (NP_061824.3)의 아미노산 236-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31260
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백