

Anti-Hoxa11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P31270

품목 번호: CM0030623

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-HOXA11 토끼 폴리클론항체입니다. 전후방 발달 패턴 형성에 필수적인 homeobox 전사 인자인 인간, 쥐, 랫드 HOXA11을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXA11 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX1; HOX2; RUSAT1; HOXA11
종	인간
유전자 ID (인간)	3207
유전자 ID	3207
면역원	재조합 단백질 인간 HOXA11 (NP_005514.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P31270
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩