


Wb, Elisa용 Anti-Hoxaxa13 단클론 항체 - P31271

품목 번호: CM0004853



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 HOXA13 토끼 단클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 발달성 전사 조절 연구에 적합합니다. SWISS: P31271.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXA13 Rabbit mAb
비고/별칭	HOX1; HOX1J; HOXA13
종	인간
GeneID (인간)	3209
GeneID	3209
면역원	인간 HOXA13 (P31271)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31271
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백