


Wb, Elisa용 항-Hoxa13 다클론 항체 - P31271

품목 번호: CM0013749



소개

인간 HOXA13을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 약 40 kDa 밴드를 검출하며 발생생물학 및 전사인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXA13 토끼 pAb
비고/별칭	HOX1; HOX1J; HOXA13
종	인간
유전자 ID (인간)	3209
유전자 ID	3209
면역원	인간 HOXA13 (NP_000513.2)의 아미노산 140-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31271
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩