


Wb 및 Elisa용 항-Hoxa13 토끼 다클론 항체 - P31271

품목 번호: CM0025827



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA 검증을 거친 항-HOXA13 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 이 항체는 인간 HOXA13을 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 보여 발달 전사 인자 및 위치 정체성 연구를 촉진합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXA13 토끼 pAb
비고/별칭	HOX1; HOX1J; HOXA13
종	인간
GeneID (인간)	3209
GeneID	3209
면역원	인간 HOXA13(NP_000513.2)의 140-320 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P31271
단백질 무게	40kDa
배송	아이스팩