

Wb, Elisa용 Anti-Hoxa7 토끼 다클론 항체 - P31268

품목 번호: CM0017147

소개

인간 HOXA7을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 발생 유전자 조절 및 전후측 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXA7 토끼 pAb
비고/별칭	ANTP; HOX1; HOX1A; HOX1.1; HOXA7
종	인간
유전자 ID (인간)	3204
유전자 ID	3204
면역원	제조합 단백질 인간 HOXA7의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_008827.2).
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P31268
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩