

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Hoxa9 토끼 단일클론 항체 - P31269

품목 번호: CM0002095

소개

인간 HOXA9(호메오박스 단백질 Hox-A9, P31269)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 래트와 교차 반응합니다. 발생생물학, 종양학, 전사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HOXA9 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
종	인간
유전자 ID (인간)	3205
유전자 ID	3205
면역원	인간 HOXA9 (P31269)의 아미노산 173-272번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P31269
단백질 분자량	30kDa
배송 방법	아이스 팩