

Anti-Hoxa9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P31269

품목 번호: CM0022422

소개

인간 HOXA9 homeobox 전사 인자를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 발생 생물학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXA9 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
종	인간
유전자 ID (인간)	3205
유전자 ID	3205
면역원	인간 HOXA9 (NP_689952.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P31269
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백