

Anti-Hoxb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P14653

품목 번호: CM0027547



소개

인간 HOXB1에 대한 토끼 폴리클로날 항체, 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스 및 래트와 반응함. 발생 생물학 및 전사 조절 연구에 적합함.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HOXB1 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX2, HCFP3, HOX2I, Hox-2.9, HOXB1
종	인간
유전자 ID (인간)	3211
유전자 ID	3211
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14653
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백