

Wb, Elisa용 Anti-Hoxb6 다클론 항체 - P17509

품목 번호: CM0019380

소개

인간 HOXB6를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, HOX 홈박스 전사인자입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 발생 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXB6 토끼 pAb
비고/별칭	HOX2; HU-2; HOX2B; Hox-2.2; HOXB6
종	인간
유전자 ID	3216
면역원	인간 HOXB6의 아미노산 30-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_061825.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17509
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩