

Wb, Elisa용 Anti-Hoxb7 토끼 다클로날 항체 - P09629

품목 번호: CM0027635

소개

인간 HOXB7에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 HOXB7를 검출합니다. 발생 생물학 및 암 연구에 적합합니다. 면역원: N-말단 재조합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXB7 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX2; HOX2C; HHO.Cl; Hox-2.3; HOXB7
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3217
유전자 ID	3217
면역원	인간 HOXB7 (NP_004493.3)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P09629
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)