

Wb, Elisa용 Anti-Hoxc4 폴리클로널 항체 - P09017

품목 번호: CM0015531

소개

전후 패턴 형성을 위한 발생 전사 인자인 인간 HOXC4에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXC4 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3221
GeneID	3221
면역원	인간 HOXC4 (NP_055435.2)의 아미노산 30-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P09017
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)