

Wb, Elisa용 Anti-Hoxd10 폴리클로날 항체 - P28358

품목 번호: CM0030580

소개

인간 HOXD10에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 내인성 HOXD10 수준을 검출합니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에 적합합니다. 발생 생물학 및 비뇨생식기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXD10 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3236
유전자 ID	3236
면역원	인간 HOXD10 (NP_002139.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P28358
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 백(Ice bag)