

Wb, Elisa용 Anti-Hoxd10 토끼 단일클론 항체 - P28358

품목 번호: CM0006988

소개

인간 HOXD10에 대한 Anti-HOXD10 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 발생생물학 및 비뇨생식관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                    |
| 제품명         | HOXD10 토끼 단일클론 항체                                    |
| 비고/별칭       | HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10                  |
| 종           | 인간                                                   |
| GeneID (인간) | 3236                                                 |
| GeneID      | 3236                                                 |
| 면역원         | 인간 HOXD10의 아미노산 1-150번 서열에 해당하는 재조합 단백질(NP_002139.2) |
| 숙주          | 토끼                                                   |
| 분류          | 단일클론 항체                                              |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                            |
| 교차 반응성      | 마우스                                                  |
| SWISS       | P28358                                               |
| 단백질 분자량     | 38kDa                                                |
| 배송          | 아이스팩                                                 |