

Wb, Elisa용 Anti-Hoxd8 폴리클로날 항체 - P13378

품목 번호: CM0022688

소개

전후방 패턴 형성에 중요한 홈오박스 전사인자인 HOXD8을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXD8 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX4; HOX4E; HOX5.4; HOXD8
종	인간
GeneID (인간)	3234
GeneID	3234
면역원	합성 펩타이드 인간 HOXD8 (NP_001186675.1)의 아미노산 200번부터 C-말단에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13378
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백