

## 웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Hoxd9 폴리클론항체 - P28356

품목 번호: CM0019871

### 소개

발달 과정의 전후축(anterior-posterior axis) 지정에 중요한 역할을 하는 홈오박스 전사인자인 인간 HOXD9를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 36kDa 밴드를 검출하며, 인간과 교차반응성을 보입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | HOXD9 Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭       | HOX4, HOX4C, Hox-4.3, Hox-5.2, HOXD9                   |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 3235                                                   |
| GeneID      | 3235                                                   |
| 면역원         | 인간 HOXD9 (NP_055028.3)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                     |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                 |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 인간                                                     |
| SWISS       | P28356                                                 |
| 단백질 분자량     | 36kDa                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                   |