


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 폴리클로널 항체 - P45973

품목 번호: CM0015781



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-HP1 alpha/CBX5 토끼 폴리클로널 항체입니다. 후성유전학적 억제 및 동원체(kinetochore) 형성에 관여하는 이질염색질 단백질 1 동족체인 인간 및 마우스 HP1 alpha를 인식합니다. 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
비고/별칭	HP1; HP1A; HEL25; X5
종(Species)	Human(Human)
유전자 ID (인간)	23468
항원(Immunogen)	인간 HP1 alpha/CBX5 (NP_001120794.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit(토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies(폴리클로널 항체)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human(인간), Mouse(마우스)
SWISS	P45973
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)